

00669

LED Examination Light โคมไฟส่องตรวจชนิด LED (ปรับ โฟกัสแสงได้)

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง (Illumination) :5000lx
- ไฟฟ้าเข้า (Input power) :≤10VA
- ชนิดหลอดไฟ LED 5W
- อุณหภูมิสี (Color temperature) :5600K
- ดัชนีความถูกต้องของสี (Color rendering index) :90
- อายุการใช้งานของหลอดไฟ (Life of bulb) :50000h
- กระแสไฟฟ้า (Voltage) :AC90~240V 50Hz-60Hz
- น้ำหนัก (N.W.) :1.06KG

คุณลักษณะเด่น

1. โคมไฟส่องผ่าตัดชนิดแหล่งกำเนิดแสง LED
2. แสงสว่างธรรมชาติให้ความสว่างสูง ไม่ให้ความร้อน
3. ตัวเลนส์สามารถปรับหดขยายรัศมีแสงเพื่อความคมชัดในการโฟกัสของแสง
4. โคมไฟสามารถปรับความเข้มแสงได้
5. ฐานล้อ 5 แฉกให้ความแข็งแรงและสะดวกในการเคลื่อนย้าย
6. ปรับหัวโคมไฟได้หลายทิศทาง
7. แขนโคมไฟยืดหยุ่นปรับระยะได้ 360 องศา และสามารถปรับสูงต่ำได้ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน.

ออกแบบใช้ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก, คลินิกการแพทย์, แผนกผู้ป่วยนอก, แผนกสูตินารีเวช, ศัลยกรรมขนาดเล็ก, ห้องทำงานของแพทย์, ห้องทำงานสัตวแพทย์, แผนกเสริมความงาม, อดสาหกรรม ,การทดสอบสินค้า

